

キャンペーン期間

2023年12月~2024年2月末受注分

# Rhelixa 冬の シーケンスキャンペーン

弊社通常  
価格から **最大30%オフ!**記録媒体・データ転送費用コミ  
余計な費用なしの総額表示納品物は fastq ファイル  
+md5.txt ファイルです

Illumina Platform (NovaSeq 6000 / Novaseq X Plus)

| サービス名                                | キャンペーン価格<br>(税抜/1サンプル) | 受入<br>サンプル   | リード長<br>データ量  | 参考納期<br>検体受領日から | 備考/サンプル要件                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 真核生物 RNA-seq<br>Poly-A 選択法, Stranded | <b>¥25,000-</b>        | total<br>RNA | 150PE<br>4Gb  | 4~6 週           | 総量1µg以上, 濃度50ng/µL以上, 液量20µL以上<br>OD260/280 ≥ 1.8, OD260/230 ≥ 1.0                                                 |
| 真核生物 RNA-seq<br>微量サンプル, Non-stranded | <b>¥45,000-</b>        | total<br>RNA | 150PE<br>4Gb  | 5~8 週           | 総量4ng以上, 濃度0.2ng/µL以上, 液量10µL以上<br>OD260/280 ≥ 1.8, OD260/230 ≥ 1.0<br>※検出可能範囲に満たない場合もご相談ください                      |
| 真核生物 RNA-seq<br>rRNA除去法, Stranded    | <b>¥50,000-</b>        | total<br>RNA | 150PE<br>6Gb  | 5~8 週           | 総量1µg以上, 濃度50ng/µL以上, 液量20µL以上<br>OD260/280 ≥ 1.8, OD260/230 ≥ 1.0                                                 |
| 原核生物 RNA-seq<br>rRNA除去法, stranded    | <b>¥33,000-</b>        | total<br>RNA | 150PE<br>1Gb  | 4~7 週           | 総量2µg以上, 濃度50ng/µL以上, 液量20µL以上,<br>OD260/280 ≥ 1.8, OD260/230 ≥ 1.0                                                |
| WGS 1Gb (細菌)                         | <b>¥22,000-</b>        | DNA          | 150PE<br>1Gb  | 4~7 週           | <PCRフリー>総量2µg以上, 濃度50ng/µL以上<br><PCRあり>総量500ng以上, 濃度20ng/µL以上<br>液量20µL以上<br>OD260/OD280 ≥ 1.8, OD260/OD230 ≥ 1.0  |
| WGS 90Gb(ヒト)                         | <b>¥100,000-</b>       | DNA          | 150PE<br>90Gb | 6~8 週           | <PCRフリー>総量2µg以上, 濃度50ng/µL以上<br><PCRあり>総量500ng以上, 濃度20ng/µL以上<br>液量20µL以上,<br>OD260/OD280 ≥ 1.8, OD260/OD230 ≥ 1.0 |
| WGS 90Gb(ヒト以外)                       | <b>¥125,000-</b>       | DNA          | 150PE<br>90Gb | 6~8 週           | <PCRフリー>総量2µg以上, 濃度50ng/µL以上<br><PCRあり>総量500ng以上, 濃度20ng/µL以上<br>液量20µL以上,<br>OD260/OD280 ≥ 1.8, OD260/OD230 ≥ 1.0 |
| WES 6Gb(ヒト)                          | <b>¥34,000-</b>        | DNA          | 150PE<br>6Gb  | 4~7 週           | 総量800ng以上, 濃度20ng/µL以上, 液量20µL以上<br>OD260/OD280 ≥ 1.8, OD260/OD230 ≥ 1.0                                           |
| WES 12Gb(ヒト)                         | <b>¥42,000-</b>        | DNA          | 150PE<br>12Gb | 4~7 週           | 総量800ng以上, 濃度20ng/µL以上, 液量20µL以上<br>OD260/OD280 ≥ 1.8, OD260/OD230 ≥ 1.0                                           |
| ショットガンメタゲノム<br>シーケンス 6Gb             | <b>¥24,000-</b>        | DNA          | 150PE<br>6Gb  | 4~7 週           | 総量200ng以上, 濃度10ng/µL以上, 液量20µL以上<br>OD260/280 ≥ 1.8 - 2.0                                                          |

サービスの詳細はQRコードから! データ量の変更や  
核酸抽出、データ解析(オプション)もご相談下さい

他メニュー  
は裏面へ

| サービス名                                                                  | キャンペーン価格<br>(税抜/1サンプル) | 受入<br>サンプル               | リード長<br>データ量           | 参考納期<br>検体受領日から | 備考/サンプル要件                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATAC-seq 9Gb                                                           | <b>¥180,000-</b>       | 凍結細胞<br>(組織の場合は<br>別途相談) | 150PE<br>9Gb           | 6~8 週           | 細胞数: $5.0 \times 10^4 \sim 2.0 \times 10^5$ cells / チューブ<br>チューブ数: 本番用1+バックアップ2本以上<br>培地: 1mL x 送付チューブ本数                |
| ChIP-seq 6Gb                                                           | <b>¥30,000-</b>        | ChIPed<br>-DNA           | 150PE<br>6Gb           | 4~7 週           | 総量40ng以上, 濃度2ng/μL以上, 液量20μL以上<br>断片長100-500 bp(ピークトップ 200-300 bp)<br>$OD_{260}/280 \geq 1.8$ , $OD_{260}/230 \geq 1.0$ |
| WGBS 90Gb                                                              | <b>¥180,000-</b>       | DNA                      | 150PE<br>90Gb          | 6~8 週           | 総量300ng以上, 濃度10ng/μL以上, 液量20μL以上<br>$OD_{260}/280 \geq 1.8$ , $OD_{260}/230 \geq 1.0$<br>※Rnase処理を必ず実施してください            |
| RRBS 9Gb                                                               | <b>¥60,000-</b>        | DNA                      | 150PE<br>9Gb           | 6~8 週           | 総量1μg以上, 濃度30ng/μL以上, 液量30μL以上<br>$OD_{260}/280 \geq 1.8$ , $OD_{260}/230 \geq 1.0$<br>※Rnase処理を必ず実施してください              |
| DNAメチル化アレイ<br>Infinium MethylationEPIC V2.0<br>BeadChip(935K)/ Humanのみ | <b>¥70,000-</b>        | DNA<br>(8検体単位)           | -                      | 4~7 週           | 総量1μg以上, 濃度30ng/μL以上, 液量30μL以上<br>サイズ10Kb以上, $OD_{260}/280 \geq 1.8$ , $OD_{260}/230 \geq 1.0$<br>※Rnase処理を必ず実施してください   |
| Novaseq X Plus (10B<br>フローセル)レーン買取                                     | <b>¥320,000-</b>       | 調製済み<br>ライブラリー           | 150PE<br>375Gb<br>(目安) | 4~6 週           | ライブラリー濃度4nM以上, 濃度1ng/μL以上<br>液量70μL以上(2レーン以上の場合、レーン毎に+70μL)                                                             |

※メニューによって数量に限りがございますので、お早めにお申込みください。

※記載されているアプリケーション以外でもキャンペーン価格が適用となる場合がありますのでお問合せください。

## [有償オプション] バイオインフォマティクスもお任せください



事前ヒアリング



パッケージ解析



オーダーメイド解析

**【特典】RNA-seqデータ解析をオプションで申込の場合、グラフ化ツールRIAS™の利用アカウントを無償で提供！**




**RIAS**  
Rhelixa Integrated Analyzers

RIAS® は当社独自開発の  
グラフ化ツールです

こんな方に ...

- 💡 発現量の閾値を変えて、グラフを簡単に再作成したい
- 💡 外れ値となるサンプルや不要な遺伝子を除いて、グラフを簡単に再作成したい
- 💡 特定の遺伝子に注目してグラフを作成し、発現変動の有意性を評価したい

<グラフ作成例>



株式会社 Rhelixa (レリクサ)

〒104-0042 東京都中央区入船 3-7-2 KDX 銀座イーストビル 5F

Email: inquiry@rhelixa.com

Tel: 03-6272-3115 (代表) Fax: 03-6240-9331

販売店