

# Christmas present

# Campaign!

**Rhelixa**

Decoding Life, Creating Future

エピゲノムで、生き物の  
当たり前を超えていく。

シーケンスデータを安く！  
Rhelixaからのクリスマスプレゼントです。

★ RNA-seqデータ取得：**28,000円**(税抜)/検体

シーケンス仕様

利用機器：NovaSeq 6000

リード長：150PE (150bp×2)

取得データ量：4 GB

取得リード数：約2,670万リード

ライブラリー調製方法：PolyA選択法, **Strand-specific**

利用試薬：NEBNext® Ultra™ Directional RNA Library Prep Kit for Illumina®

★ キャンペーン期間：2019年12月9日～18日

**追加の費用はなし！**シーケンス会社への輸送費、記録媒体  
(HDD/USB) 費用を全て含んでいます。

**まずはお申込みを！**キャンペーン期間中に申し込めば、  
サンプル送付は後日で結構です。

※ 4検体から承ります。

※ お預かりしたサンプルは、返却いたしません。

※ total RNAの抽出が必要な場合は、お問い合わせください。

データ解析のメニューは、  
裏面をご覧ください。



# サンプル送付上のご注意

## サンプル要件

total RNAを1 $\mu$ g以上を（濃度50ng/ $\mu$ L）お送りください。クオリティの目安は、OD260/280 >2.0、OD260/230 >1.0です。サンプル受領後、RIN値を含めたクオリティチェックを実施いたします。基準を満たさない場合は、お客様の判断を仰ぐことになります。サンプルはtotal RNAのみとなります。ライブラリー調製方法は poly-A選択法となります。あらかじめご承知おきください。

## サンプル発送スケジュール

指定水曜日に到着したサンプルを、その回のサンプルとしてシーケンス実験の手配をいたします。

直近の日程：カレンダーをご参照ください。隔週水曜日（赤色で塗りつぶし部分）が海外発送日となります。発送日の午前中までにサンプルをお送り頂くことで海外発送可能です。

## 納期

納期はサンプル到着後、以下を予定しております。納期はサンプル数量、解析デザイン、その週の全体の受注数量によっては変動する可能性があります。

生データプランの場合：4週間～

解析を含む場合：6週間～

## サンプルフォーム

サンプル送付の際に、サンプルID等をフォームに記載の上ご返送ください。サンプルフォームは、ご依頼の際に弊社からお送りいたします。また弊社ホームページからもダウンロードできます。（<https://www.rhelixa.com/wp-content/uploads/sampleform.xlsx>）

## サンプル送付先

〒101-0061 東京都千代田区 神田三崎町2-2-14 BRICK GATE 水道橋 2階  
株式会社Rhelixa 受託解析担当 大迫・三上

2019 **12** Dec

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2020 **1** Jan

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## データ解析メニュー

データ解析のメニューもご用意しております。すでにお持ちのデータのデータ解析のみも承っております。サービスの紹介はホームページをご参照ください。

<https://www.rhelixa.com/service/>



### ベーシックプラン：FPKMにプラス！



### スタンダードプラン：ベーシックプランにさらにプラス！


#### DEG解析

Differential Expressed Genes

#### Gene Ontology

Term	Count	%	PValue	-log10(P)
GO:0006614	SRP-deper	31	3.66	3.6579E-20
GO:0019083	viral transc	32	3.78	9.0908E-19
GO:0000184	nuclear-tra	32	3.78	6.1907E-18
GO:0006413	translation	32	3.78	5.7346E-16
GO:0006364	rRNA proce	36	4.25	2.3446E-13

#### パスウェイ



### プレミアムプラン：スタンダードプランにさらにさらにプラス！

ディスカッションを含むトータルサポート

## 販売店

## 株式会社レリクサ

# Rhelixa

Decoding Life, Creating Future

### 【お問合せ】

TEL:03-6240-9330 (10:00-17:00)

FAX:03-6240-9331

Email:customer-service@rhelixa.com

URL:http://rhelixa.com